


Поликлональное Антитело Кролика Против Гистона H1.2 (Hist1H1C) - P16403

Артикул: CM0028253



введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий гистон H1.2 (HIST1H1C). Валидировано для ВБ, ИГС-П, ИФ/ИКК и ИФА. Обладает перекрестной реактивностью с мышиными и крысиными гомологами. Подходит для исследований конденсации хроматина и эпигенетических процессов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	HIST1H1C кроличье поликлональное антитело
Примечания/алиасы	H1C; H1.2; H1F2; H1s-1; HIST1H1C
Вид	Человек
ID гена (человек)	3006
ID гена	3006
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГС-П, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P16403
Молекулярная масса белка	21 кДа
Доставка	С холодильным элементом