


Моноклональное Антитело Против Гистона H1.2 Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции/Ицх, Ифа - P16403

Артикул: CM0002359



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого гистона H1.2 (P16403). Валидировано для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/ИЦХ, ИФА. Прогнозируемая широкая кросс-реактивность. Подходит для исследований в области биологии хроматина и эпигенетики.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против гистона H1.2
Примечания/Альтернативные названия	H1C; H1.2; H1F2; H1s-1; HIST1H1C; Histone H1.2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3006
GeneID	3006
Иммуноген	Синтетический пептид (синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого гистона H1.2 (P16403))
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/ИЦХ, ИФА
Кросс-реактивность	Человек, другие виды (прогнозируется широкий спектр)
SWISS	P16403
Молекулярная масса белка	21 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом