

Поликлональные Антитела Против Гистона H1T Для Wb, IHC-P, Elisa - P22492

Артикул: CM0019971

введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого гистона H1t, тестикулярного линкерного гистона. Подтверждены для WB, IHC-P, ELISA с реактивностью в отношении человека, мыши, крысы. Подходят для исследований в области биологии хроматина и сперматогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Гистон H1t кролик pAb
Примечания/Псевдоним	H1t; H1.6; H1FT; HIST1H1T; dj221C16.2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	H1
GeneID	3010
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 150-207 человеческого гистона H1t (NP_005314.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P22492
Молекулярный вес белка	22кДа
Доставка	Сумка со льдом