


Моноклональное Антитело К Гистону H2A Для Вестерн-Блоттинга, Иммуногистохимии, Elisa - P04908/P0C0S8

Артикул: CM0008546



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий гистон H2A (P04908/P0C0S8). Валидировано для вестерн-блоттинга, иммуногистохимии, ELISA; перекрестно реагирует с человеком, мышью, крысой и предсказано для широкого круга видов. Идеально для исследований хроматина и эпигенетики.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к гистону H2A
Примечания/Альтернативные названия	H2A.1; H2A.2; H2A/a; H2AC4; H2AFA; HIST1H2AE; Histone H2A
Вид	Человек
GeneID (человек)	3012
GeneID	3012/8329
Иммуноген	Синтетический пептид[Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого гистона H2A (P04908).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммуногистохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса, другие (предсказана широкая)
SWISS	P04908/P0C0S8
Молекулярная масса белка	14 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом