


Анти-Гистон H2Afv (Rabbit Polyclonal Antibody) Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q71Ui9

Артикул: CM0019487



введение

CamelBio предлагает поликлональные кроличьи антитела против гистона H2AFV (H2A.Z-2), валидированные для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Реагируют с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Идеально подходят для исследований в области биологии хроматина и эпигенетики.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Гистон H2AFV (кроличьи pAb)
Примечания/Псевдоним	H2AV; H2AFV; H2A.Z-2; Гистон H2AFV
Вид	Человек
GeneID (Человек)	94239
GeneID	94239
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-128 человеческого гистона H2AFV (NP_036544.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q71UI9
Молекулярный вес белка	13кДа
Доставка	Сумка со льдом