


Моноклональное Антитело К Гистону H2Ax Для Игх-П, ChIP, Ифа - P16104

Артикул: CM0002729



введение

Высокоспецифичное кроличье моноклональное антитело к гистону H2AX. Подходит для ИГХ-П, ChIP и ИФА. Перекрестно реагирует с образцами человека, мыши, крысы и других видов. Идеально подходит для исследований повреждений ДНК и хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к гистону H2AX
Примечания/Синонимы	H2A.X; H2A/X; H2AFX; Гистон H2AX
Вид	Человек
GeneID (человек)	H2A
GeneID	3014
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 1-100 гистона H2AX человека (P16104).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ИГХ-П, ChIP, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса, другие (прогнозируется широкий спектр)
SWISS	P16104
Молекулярная масса белка	15 кДа
Транспортировка	Хладопакет