


Кроличья Поликлональная Антитело К Гистону H2Ax Для Вб, Игх-П, Иф/Мкк, Ифа — P16104

Артикул: CM0018439



введение

Кроличья поликлональная антитело против гистона H2AX (человек, мышь, крыса), валидированная для ВБ, ИГХ-П, ИФ/МКК и ИФА. Подходит для исследования ответа на повреждение ДНК и биологии хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья поликлональная антитело к гистону H2AX
Примечания/Альтернативные названия	H2A.X; H2A/X; H2AFX; Histone H2AX
Вид	Человек
ИД гена (человек)	H2A
ИД гена	3014
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГХ-П, ИФ/МКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса, другие (прогнозируется широкий диапазон)
SWISS	P16104
Молекулярная масса белка	15 кДа
Доставка	С холодильным элементом