


Моноклональное Антитело Против Гистона H2A.z Для Вестерн-Блоттинга, Иммунопреципитации, Elisa, Chip - P0C0S5

Артикул: CM0004786



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого гистона H2A.Z, валидированное методом нокаута, для вестерн-блоттинга, иммунопреципитации, ELISA, ChIP. Перекрестно реагирует с человеком, мышью, крысой и другими видами. Идеально для исследований хроматина и эпигенетики.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано КО] Кроличье моноклональное антитело против гистона H2A.Z
Примечания/Альтернативные названия	H2AZ; H2A.z; H2A/z; H2AFZ; H2A.Z-1; .Z
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3015
GeneID	3015
Иммуноген	Синтетический пептид - синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого гистона H2A.Z (P0C0S5).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунопреципитация (IP), ELISA, ChIP
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса, другие (предполагается широкий спектр)
SWISS	P0C0S5
Молекулярная масса белка	14 кДа
Доставка	В пакете со льдом