


Поликлональное Антитело К Гистону H2B Для Вестерн-Блоттинга, Иммуногистохимии (Парафиновые Срезы), Elisa - P62807 / Q16778

Артикул: CM0023630



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого гистона H2B (P62807/Q16778) для вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и иммуноферментного анализа (ELISA). Перекрестно реагирует с человеком, мышью, крысой и, предположительно, с широким спектром видов. Подходит для исследований хроматина и нуклеосом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело к гистону H2B (кролик)
Примечания/Альтернативные названия	H2B; H2BE; H2BQ; GL105; H2B.1; H2BFQ; H2BGL105; H2B-GL105; HIST2H2BE; Histone H2B
Вид	Человек
GeneID (Человек)	H2B
GeneID	3017/8349
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-100 человеческого гистона H2B (NP_003519.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса, другие (предположительно широкий спектр)
SWISS	P62807/Q16778
Молекулярная масса белка	14 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом