


Кроличья Моноклональная Антитела Против Гистона H2B Для Вестерн-Блоттинга — P62807 / Q16778

Артикул: CM0005361



введение

Кроличья моноклональная антитела против гистона H2B человека, валидированная для WB, ИHC-P, ChIP и ИФА. Обладает перекрестной реактивностью с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований хроматина и эпигенетики.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональная антитела кролика к гистону H2B
Примечания/алиасы	H2B; H2BE; H2BQ; GL105; H2B.1; H2BFQ; H2BGL105; H2B-GL105; HIST2H2BE; Формил-гистон H2B-K108
Вид	Человек
GeneID (человек)	3017/8349
GeneID	3017/8349
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-126 гистона H2B человека (NP_003519.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, ChIP, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P62807/Q16778
Молекулярная масса белка	14 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом