


Моноклональное Антитело Против Анти-Гистона H2B (Специфичного Для Яичек) Для Wb, Ip, Ihc — Q96A08

Артикул: CM0006770



введение

Кроличье моноклональное антитело против специфичного для яичек гистона H2B типа 1-А человека (H2BC1/TSH2B), валидированное для WB, IP, IF, IHC, ELISA. Реагирует с белками человека, мыши, крысы и, согласно широкому прогнозу, других видов. Идеально подходит для исследований хроматина и сперматогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против гистона H2B (специфичного для яичек)
Примечания/синонимы	STBP; TH2B; H2BFU; TSH2B; hTSH2B; TSH2B.1; HIST1H2BA; bA317E16.3
Вид	Человек
GeneID (человек)	255626
GeneID	255626
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 1–100 гистона H2B человека (специфичного для яичек) (NP_733759.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса, другие виды (широкий прогнозируемый диапазон)
SWISS	Q96A08
Молекулярная масса белка	14 кДа
Условия транспортировки	Хладагент