


Кроличье Поликлональное Антитело Против Гистона H2B (Специфичного Для Семенников) Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q96A08

Артикул: CM0020844



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на специфичный для семенников человека гистон H2B (HIST1H2BA/TSH2B, Q96A08). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА с перекрестной реактивностью к человеку, мыши и крысе. Идеально для исследований хроматина и сперматогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело против гистона H2B (специфичного для семенников)
Примечания/Альтернативные названия	STBP; TH2B; H2BFU; TSH2B; hTSH2B; TSH2B.1; HIST1H2BA; bA317E16.3; Histone H2B (testis specific)
Вид	Человек
ID гена (Человек)	255626
ID гена	255626
Иммуноген	Рекомбинантный белок гистона H2B (специфичного для семенников) человека
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96A08
Молекулярная масса белка	14 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом