


Кроличья Поликлональная Антитело Против Гистона H3 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Ип (Ip), Ифа (Elisa), Chip - Q16695 / P68431

Артикул: CM0023484



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против гистона H3 (H3.1t/H3.4), валидированное для WB, IHC-P, IP, ELISA, ChIP. Перекрестно реагирует с человеческими, мышинными, крысиными и другими видами. Подходит для исследований хроматина и эпигенетики.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Гистон H3 кролика pAb
Примечания/Псевдоним	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Гистон H3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	H3
ID гена	8290/8350
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 50-136 человеческого HIST3H3 (NP_003484.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IP, ELISA, ChIP
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Другие (Предполагается широкий спектр)
SWISS	Q16695/P68431
Молекулярный вес белка	15 кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент