


Кроличье Поликлональное Антитело Против Гистона H3 Для Вестерн-Блоттинга, Иммунопреципитации, Иммунофлуоресценции На Парафиновых Срезах, Иммуногистохимии На Парафиновых Срезах, Elisa - Q16695 / P68431

Артикул: CM0024391



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий гистон H3.1t (H3.4, H3/g). Подходит для Вестерн-блоттинга, иммунопреципитации, иммунофлуоресценции на парафиновых срезах, иммуногистохимии на парафиновых срезах, ELISA. Перекрестно реагирует с мышинным, крысиным и другими видами. Для исследований хроматина и эпигенетики.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против гистона H3
Примечания/Альтернативные названия	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Гистон H3
Вид	Человек
GeneID (человек)	H3
GeneID	8290/8350
Иммуноген	Синтетический пептид; синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 36-136 человеческого HIST3H3 (NP_003520.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунопреципитация, иммунофлуоресценция на парафиновых срезах, иммуногистохимия на парафиновых срезах, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса, другие виды (предполагается широкий спектр)
SWISS	Q16695/P68431
Молекулярная масса белка	15 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом