

Кроличье Моноклональное Антитело Против Гистона H3.3 Для Wb, Ihc-P, Elisa, Chip, Chip-Seq - P84243

Артикул: CM0004860

введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против гистона H3.3, валидированное для WB, IHC-P, ELISA, ChIP и ChIP-seq. Подходит для исследований на человеке, мышах, крысах и других видах. Идеально подходит для исследований хроматина и эпигенетики.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к гистону H3.3
Примечания/алиасы	H3F3; H3-3B; H3.3A; H3F3A; BRYLIB1; Histone H3.3
Вид	Человек
GeneID (человек)	H3
GeneID	3020
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 57-136 человеческого гистона H3.3 (P84243)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA, ChIP, ChIP-seq
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса, другие виды (прогнозируется широкий диапазон)
SWISS	P84243
Молекулярная масса белка	15 кДа
Доставка	С ледяным пакетом