


Кроличья Поликлональная Антитело К Гистону H3.3 Для Вестерн-Блота И Ифа - Q16695 / P68431

Артикул: CM0018497



введение

Кроличья поликлональная антитело против гистона H3.3 (H3F3A/B), валидированная для Вестерн-блота (WB) и ИФА (ELISA), с прогнозируемой широкой перекрестной реактивностью с антигенами человека, мыши, крысы и других видов. Идеально подходит для исследований хроматина и эпигенетики.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Histone H3.3 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	H3F3; H3-3B; H3.3A; H3F3A; BRYLIB1; Histone H3.3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	H3
ID гена	8290/8350
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-136 человеческого H3F3A (NP_002098.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Другие виды (прогнозируется широкий диапазон)
SWISS	Q16695/P68431
Молекулярная масса белка	15 кДа
Доставка	Холодопак