


Поликлональное Антитело Против Гистона H4 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P62805

Артикул: CM0016504



введение

Кроличье поликлональное антитело против гистона H4 (P62805). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА с широкой кросс-реактивностью (человек, мышь, крыса). Важный инструмент для изучения биологии хроматина и эпигенетики.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело против гистона H4
Примечания/Альтернативные названия	H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4FA; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C14; H4C15; H4C16; HIST1H4A; Гистон H4
Вид	Человек
GeneID (Человек)	H4
GeneID	8359
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 гистона H4 человека (NP_003529.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Кросс-реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Другие (предполагается широкий спектр)
SWISS	P62805
Молекулярная масса белка	11 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом