


Поликлональное Антитело Против Гистона H4 Для ВБ - P62805

Артикул: CM0018964



введение

Точное кроличье поликлональное антитело к гистону H4 для ВБ, IF/ICC, ИФА. Обнаруживает человеческий, мышиный, крысиный и широкий спектр других видов. Необходимо для исследования нуклеосом и хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к гистону H4
Примечания/Алиасы	H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4FA; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C14; H4C15; H4C16; HIST1H4A; Гистон H4
Вид	Человек
GeneID (человек)	H4
GeneID	8359
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого гистона H4 (NP_003529.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, IF/ICC, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Другие виды (прогнозируется широкий диапазон)
SWISS	P62805
Молекулярная масса белка	11 кДа
Доставка	Айс-пак