


Кроличья Моноклональная Антитела К Гистону H4 Для Вб, Игх-П, Ифа — P62805

Артикул: CM0002868



введение

CamelBio предлагает высококачественную кроличью моноклональную антителу к гистону H4, валидированную для ВБ, ИГХ-П, ИФА. Обнаруживает гистон H4 человека, мыши и крысы (P62805) с широкой перекрестной реактивностью. Идеально подходит для исследований хроматина и эпигенетики.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья моноклональная антитела к гистону H4
Примечания/Синонимы	H4/p; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C14; H4C15; HIST4H4; Histone H4
Вид	Человек
ID гена (человек)	121504
ID гена	8359
Иммуноген	Синтетический пептид (синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 24-103 гистона H4 человека (P62805).)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса, другие (прогнозируется широкий спектр)
SWISS	P62805
Молекулярная масса белка	11 кДа
Доставка	С холодильным пакетом