


Кроличий Поликлональный Антитело Polymab® Против Гистона H4 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Ihc-P, Chip, Elisa - P62805

Артикул: CM0003549



введение

Рекомбинантное моноклональное антитело кролика (PolymAb®) против человеческого гистона H4. Валидировано для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии, иммуногистохимии на парафиновых срезах, иммунопреципитации хроматина, ELISA. Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Детектирует белок нуклеосомного коря массой 11 кДа для исследований в области хроматина/эпигенетики.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело PolymAb® против гистона H4
Примечания/Альтернативные названия	H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4FA; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C14; H4C15; H4C16; HIST1H4A
Вид	Человек
ID гена (Человек)	8359
ID гена	8359
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого гистона H4 (NP_003529.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, иммуногистохимия на парафиновых срезах, иммунопреципитация хроматина, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P62805
Молекулярная масса белка	11 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом