


Кроличьи Поликлональные Антитела К Anti-Hjurp Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q8Ncd3

Артикул: CM0022804



введение

Кроличьи поликлональные антитела к HJURP для образцов человека, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью на мышь и крысу. Необходимы для исследований биологии центромер и хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HJURP Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	FAKTS; URLC9; hFLEG1; HJURP
Вид	Человек
GeneID (Человек)	55355
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-190 человеческого HJURP (NP_060880.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q8NCD3
Молекулярный вес белка	84 кДа
Доставка	В ледяном пакете