

Моноклональное Антитело Против Hk1 Для Wb, If/Icc, Elisa - P19367

Артикул: CM0006712



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого HK1, валидированное для WB, IF/ICC и ELISA. Подходит для образцов человека, мыши и крысы. HK1 катализирует первый этап гликолиза и играет роль во врожденном иммунитете.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	HK1 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	HK; HKD; HKI; HXK1; NMSR; RP79; HMSNR; HK1-ta; HK1-tb; HK1-tc; NEDVIBA; гексокиназа
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3098
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21-219 человеческого HK1 (NP_000179.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P19367
Молекулярная масса белка	102 кДа
Условия доставки	В сумке-холодильнике