

Поликлональные Антитела Против Hk1 Для Wb, Elisa - P19367

Артикул: CM0016757



введение

Поликлональные антитела (pAb) против HK1 для человека, мыши, крысы. Валидированы для WB и ELISA. Взаимодействуют с гексокиназой-1, центральным ферментом гликолиза и рецептором врожденного иммунитета. Идеальны для исследований метаболизма и воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb против HK1
Примечания/Псевдонимы	HK; HKD; HKI; HXK1; NMSR; RP79; HMSNR; HK1-ta; HK1-tb; HK1-tc; NEDVIBA; гексокиназа; HK1
Вид	Человек
GeneID (человек)	3098
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-300 человеческого HK1 (NP_000179.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P19367
Молекулярный вес белка	102 кДа
Доставка	Сумка со льдом