

Кроличья Поликлональная Антитело Против Hkdc1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q2Tb90

Артикул: CM0021288

введение

Кроличья поликлональная антитело против HKDC1, валидированная для Вестерн-блоттинга и ИФА. Детектирует человеческую HKDC1 — гексокиназу, участвующую в поддержании глюкозного гомеостаза и накоплении липидов в печени. Идеально подходит для исследований метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HKDC1 кроличья поликлональная антитело
Примечания/Алиасы	RP92; HKDC1
Вид	Человек
ID гена (человек)	80201
ID гена	80201
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q2TB90
Молекулярная масса белка	103 кДа
Доставка	Холодовая упаковка