

Поликлональная Антитело Кролика Против Hla-B Для Вестерн-Блоттинга - P01889

Артикул: CM0028365



введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого HLA-B, валидированное для Вестерн-блоттинга. Направлено против молекулы главного комплекса гистосовместимости класса I, участвующего в презентации антигенов Т-клеткам CD8+ и иммунном надзоре.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика к M1TD
Примечания/Альяс	HLA-B
Вид	Человек
ID гена	3106
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 263-362 человеческого HLA-B
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ (WB)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P01889
Молекулярная масса белка	40 кДа
Доставка	Сумка-холодильник