

Кроличья Моноклональная Антитело К Hla B7 Для Wb, If/Icc, Elisa - P01889

Артикул: CM0006269



введение

Высокоспецифичное кроличье моноклональное антитело к человеческому HLA B7, валидированное для применений Вестерн-блот, иммунофлуоресценция и ELISA. Идеально подходит для исследований иммунного ответа и MHC I. SWISS: P01889.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HLA B7 Кроличье моноклональное антитело
Примечания/Псевдонимы	AS; HLAB; B-4901; HLA B7
Вид	Человек
GeneID	3106
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого HLA B7 (NP_005505.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P01889
Молекулярная масса белка	40 кДа
Доставка	Сумка-холодильник