

Поликлональное Антитело Против Hla Класса 1 Абс Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P04439 / P01889 / P10321

Артикул: CM0027809



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческие HLA-A, HLA-B и HLA-C. Подходит для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА. Идеально для иммунологических исследований и разработки диагностических тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HLA Class 1 ABC Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	AS; HLAB; B-4901
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3106
GeneID	3105/3106/3107
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческих HLA-A+HLA-B+HLA-C (NP_001229687.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия в парафиновых срезах (IHC-P), Иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P04439/P01889/P10321
Молекулярная масса белка	40 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом