

Кроличья Моноклональная Антитело К Hla-Dmb Для Вб, Ифа — P28068

Артикул: CM0003917



введение

Кроличья моноклональная антитело против человеческой HLA-DMB (бета-цепь антигена МНС класса II DM). Проверена для применения в ВБ и ИФА. Перекрестно реагирует с человеческим белком. Молекулярная масса 29 кДа. Идеально подходит для исследований в области иммунологии и представления антигена.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HLA-DMB кроличья моноклональная антитело
Примечания/Псевдонимы	RING7; D6S221E; HLA-DMB
Вид	Человек
ID гена (человек)	3109
ID гена	3109
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческой HLA-DMB (P28068).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P28068
Масса белка	29 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом