

Кроличье Моноклональное Антитело К Anti-Hla-Dpb1 Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P04440

Артикул: CM0011604



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого HLA-DPB1. Валидировано для WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Реагирует с человеческим, мышиным, крысиным. Обнаруживает полосу 29 кДа. Идеально подходит для исследований презентации антигенов MHC класса II.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HLA-DPB1 кроличье mAb
Примечания/Псевдоним	DPB1; HLA-DP; HLA-DPB; HLA-DP1B
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3115
GeneID	3115
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого HLA-DPB1 (NP_002112.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P04440
Молекулярный вес белка	29кДа
Доставка	Сумка со льдом