

Кроличья Поликлональная Антитела Против Hla-Drb1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - P04440

Артикул: CM0021471



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против HLA-DPB1 (бета-цепь МНС класса II) для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА. Перекрестно реагируют с человеком, мышью, крысой. Прогнозируемая молекулярная масса 29 кДа. Идеально для иммунологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела против HLA-DPB1 (pAb)
Примечания/Альтернативные названия	DPB1; HLA-DP; HLA-DPB; HLA-DP1B; HLA-DPB1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3115
GeneID	3115
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 40-100 человеческого белка HLA-DPB1 (NP_002112.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), Иммунофлуоресценция/Иммуноцитохимия (IF/ICC), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P04440
Молекулярная масса белка	29 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом