

Моноклональное Антитело Против Hla-Dqa1 Для Wb, Ihc-P, Elisa — P01909

Артикул: CM0002322

введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело к человеческому HLA-DQA1 (альфа-цепь MHC класса II DQ). Валидировано для WB, IHC-P, ELISA, перекрестно реагирует с мышинным и крысиным антигеном. Идеально подходит для исследований в области иммунологии и презентации антигенов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HLA-DQA1 Кроличье mAb
Примечания/Алиасы	DQA1; DQ-A1; CELIAC1; HLA-DQA; HLA-DQB1; HLA-DQA1*; HLA-DQA1
Вид антигена	Человек
GeneID (Человек)	3117
GeneID	3117
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 155–254 человеческого HLA-DQA1 (P01909)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P01909
Молекулярная масса белка	28 кДа
Доставка	Холодильный пакет