

Поликлональные Антитела Против Hla-Dqb1 Для Wb, Ihc-P, Elisa - P01920

Артикул: CM0021248



введение

Кроличьи поликлональные антитела против HLA-DQB1 для вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии (ИHC-P) и ИФА (ELISA). Нацелены на бета-1 цепь HLA класса II DQ человека (MHC II); идеально подходят для иммунологических и диагностических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HLA-DQB1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	IDDM1; CELIAC1; HLA-DQB; HLA-DQB1
Вид	Человек
GeneID (человек)	3119
GeneID	3119
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 33-127 HLA-DQB1 человека (NP_002114.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P01920
Молекулярный вес белка	30кДа
Доставка	Сумка со льдом