

Моноклональное Антитело Против Hla-Dr Для Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa — P01903

Артикул: CM0006108



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на альфа-цепь HLA-DR (P01903). Валидировано для WB, IF, IHC-P и ELISA на образцах человека; идеально подходит для изучения презентации антигенов, ответов Т-клеток и иммунологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HLA-DR Rabbit PolymAb®
Примечания/синоним	HLA-DRA1
Вид	Человек
GeneID (человек)	3122
GeneID	3122
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 100–200 человеческого HLA-DRA (P01903)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P01903
Молекулярная масса белка	29 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом