

Кроличье Моноклональное Антитело Против Hla-Dr Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - P01903

Артикул: CM0008417



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело против человеческого HLA-DRA, валидировано для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии, ELISA. Нацелено на альфа-цепь антигена DR класса II MHC, 29 кДа, подходит для исследований в иммунологии и иммуноонкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb против HLA-DR
Примечания/Альтернативное название	HLA-DRA1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3122
ID гена	3122
Иммуноген	Рекомбинантный белок-фузия, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 26-126 человеческого HLA-DRA (NP_061984.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P01903
Молекулярная масса белка	29 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом