

Кроличье Моноклональное Антитело Против Hla-Dra Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P01903

Артикул: CM0002475



введение

Высокоспецифичное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий HLA-DRA. Валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА, без перекрестной реактивности с другими видами. Детектирует полосу около 29 кДа. Идеально для исследований в области иммунологии и иммунного ответа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HLA-DRA Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	HLA-DRA1; HLA-DRA
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3122
GeneID	3122
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 100-200 человеческого HLA-DRA (P01903).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P01903
Молекулярная масса белка	29 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом