

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Hla-Dra Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — P01903

Артикул: CM0018613



введение

Поликлональное кроличье антитело Anti-HLA-DRA (P01903) для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрёстно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения презентации антигенов МНС класса II и биологии Т-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к HLA-DRA
Примечания/синоним	HLA-DRA1; HLA-DRA
Вид	Человек
GeneID	3122
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 26-216 человеческого HLA-DRA (NP_061984.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P01903
Молекулярная масса белка	29 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом