

Кроличья Поликлональная Антитела Против Hla-Dra Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иммуногистохимии (Ihc-P) И Elisa - P01903

Артикул: CM0016137



введение

Кроличьи поликлональные антитела против HLA-DRA, валидированы для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии (IHC-P) и ELISA. Перекрестно реагируют с человеческим и крысиным белком. Подходят для исследований в области иммунологии и презентации антигена.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HLA-DRA Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	HLA-DRA1; HLA-DRA
Вид	Человек
GeneID (человек)	3122
GeneID	3122
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 26-216 человеческого HLA-DRA (NP_061984.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	P01903
Молекулярная масса белка	29 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом