

Кроличья Моноклональная Антитело Против Hla-Drb1 Для Wb, Ihc-P, Ифа — P01911

Артикул: CM0003611



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий HLA-DRB1. Валидировано для WB, ИHC-P, ИФА. Идеально подходит для изучения презентации антигенов MHC класса II, иммунных ответов и биологии трансплантации — P01911.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HLA-DRB1 Rabbit mAb
Примечания/алиасы	SS1, DRB1, HLA-DRB, HLA-DR1B, HLA-DRB1
Вид	Человек
GeneID (человек)	3123
GeneID	3123
Иммуноген	Синтетический пептид (Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 100-200 человеческого HLA-DRB1 (P01911).)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P01911
Молекулярная масса белка	30кДа
Доставка	Сумка-холодильник со льдом