

Поликлональное Антитело К Hla-Drb3 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — P79483

Артикул: CM0013139



введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческому HLA-DRB3 (бета-3 цепь MHC класса II). Валидировано для ВБ и ИФА, обладает перекрестной реактивностью с человеком, мышью и крысой. Идеально подходит для изучения адаптивного иммунитета и презентации антигенов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HLA-DRB3 Rabbit pAb
Примечания / алиасы	DRB3; HLA-DPB1; HLA-DR1B; HLA-DR3B; HLA-DRB3*; HLA-DRB3
Вид	Человек
ID гена (человек)	3125
ID гена	3125
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 30-227 человеческого HLA-DRB3 (NP_072049.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P79483
Молекулярная масса белка	30 кДа
Доставка	С пакетом льда