

Поликлональное Антитело Против Hla-E Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P13747

Артикул: CM0026397



введение

Кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого HLA-E (антигена главного комплекса гистосовместимости класса I E) для Вестерн-блоттинга и ИФА. Валидировано на образцах человека, это антитело помогает в исследованиях иммунного надзора и NK-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HLA-E Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	QA1; HLA-6.2; HLA-E
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3133
GeneID	3133
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого HLA-E (NP_005507.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P13747
Молекулярная масса белка	40кДа
Доставка	Хладоэлемент