

Кроличья Моноклональная Антитело Против Hla-G Для Wb, If/Icc, Ифа - P17693

Артикул: CM0007203



введение

Кроличья моноклональная антитело против человеческого HLA-G (MHC-G). Подходит для вестерн-блота, иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии и ИФА. Идеально подходит для изучения иммунной регуляции на материнско-плодном интерфейсе. Перекрестно реагирует с человеческими образцами.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HLA-G кроличья моноклональная антитело
Примечания/Синонимы	MHC-G; HLA-G
Вид	Человек
ID гена (человек)	3135
ID гена	3135
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 50-150 человеческого HLA-G (NP_002118.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P17693
Молекулярная масса белка	38 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом