


Кроличье Моноклональное Антитело Anti-Hltf Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q14527

Артикул: CM0012335



введение

Кроличье моноклональное антитело против HLTf (SWISS Q14527) для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Нацелено на ДНК-зависимую АТФазу/Е3-лигазу, участвующую в толерантности к повреждениям ДНК и регуляции хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HLTf Rabbit mAb
Примечания/Псевдонимы	ZBU1; HLTf1; RNF80; HIP116; SNF2L3; HIP116A; SMARCA3; HLTf
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6596
ID гена	6596
Иммуноген	Синтетический пептид — синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 900-1009 человеческого HLTf (Q14527).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q14527
Молекулярный вес белка	114 кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент