


Кроличья Поликлональная Анти-Hltf Антитело Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q14527

Артикул: CM0026200



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого HLTF (ДНК-зависимая АТФаза/Е3 убиквитин-протеинлигаза), валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Нацелено на ключевой ремоделер хроматина, участвующий в толерантности к повреждениям ДНК, регуляции транскрипции и поддержании метилирования ДНК. Идеально для исследований репарации ДНК и эпигенетики.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HLTF Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	ZBU1; HLTF1; RNF80; HIP116; SNF2L3; HIP116A; SMARCA3; HLTF
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6596
GeneID	6596
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 726-1009 человеческого HLTF (NP_620636.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q14527
Молекулярная масса белка	114 кДа
Доставка	В термосумке со льдом