

Кроличьи Поликлональные Антитела Против Hlx Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q14774

Артикул: CM0030233

введение

Валидированные кроличьи поликлональные антитела против HLX для WB и ELISA. Нацелены на белок человека, гомологичный H2.0 homeobox (H2.0-like homeobox protein), участвующий в дифференцировке Th1-клеток. Подходят для исследований эмбриогенеза и гемопоэза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HLX Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	HB24; HLX1; HLX
Вид	Человек
GeneID	3142
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q14774
Молекулярная масса белка	51кДа
Доставка	Сумка со льдом