

Кроличье Моноклональное Антитело Против Hmbs Для Вестерн-Блоттинга, Elisa - P08397

Артикул: CM0002090



введение

Кроличье моноклональное антитело HMBS, валидированное для Вестерн-блоттинга и ELISA. Перекрестно реагирует с HMBS (порфобилиноген дезаминазой) человека, мыши, крысы — ферментом биосинтеза гема (UniProt P08397).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HMBS Rabbit mAb
Примечания/Альтернативные названия	UPS; PBGD; PORC; PBG-D; HMBS
Вид	Человек
Gene ID	3145
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 250-350 белка HMBS человека (P08397).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P08397
Молекулярная масса белка	39 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом