

Анти-Hmg20B Поликлональные Антитела Кролика Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9P0W2

Артикул: CM0020339

введение

Поликлональные антитела кролика, направленные против HMG20B (BRAF35, SOXL), подходящие для Вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью на образцы человека и мыши. Идеальны для исследований хроматина, клеточного цикла и транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HMG20B кролик pAb
Примечания/Псевдонимы	SOXL; HMGX2; BRAF25; BRAF35; HMGXB2; PP7706; pp8857; SMARCE1r; HMG20B
Вид	Человек
ID гена (Человек)	10362
ID гена	10362
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-317 человеческого HMG20B (NP_006330.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9P0W2
Молекулярный вес белка	36кДа
Доставка	Сумка со льдом