

Поликлональное Антитело Кролика Против Hmg20B [Валидировано Ko] Для Вестерн-Блоттинга И Elisa - Q9P0W2

Артикул: CM0021752

введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на HMG20B (BRAF35, SMARCE1r). Валидировано для вестерн-блоттинга и ELISA; реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально для исследований клеточного цикла и хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано KO] Поликлональное антитело кролика против HMG20B
Примечания/Альтернативные названия	SOXL; HMGX2; BRAF25; BRAF35; HMGXB2; PP7706; pp8857; SMARCE1r; 0B
Вид	Человек
GeneID	10362
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9P0W2
Молекулярная масса белка	36 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом