


Моноклональное Антитело Против Hmga1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа, Chip-Seq - P17096

Артикул: CM0010366



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий HMGA1 (P17096), подходит для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА и ChIP-seq. Перекрестно реагирует с белками человека, мыши, крысы. HMGA1 — это ДНК-связывающий белок, участвующий в структуре хроматина и регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HMGA1 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	HMG-R; HMGY; HMGA1A; HMGA1
Вид	Человек
GeneID	3159
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-107 человеческого HMGA1 (P17096).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА, ChIP-seq
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P17096
Молекулярная масса белка	12 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом