


Кроличья Поликлональная Антитело Против Hmga1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Ифа (Elisa) - P17096

Артикул: CM0023704



введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого HMGA1, валидированное для WB, IHC-P, ELISA. Перекрестная реакция с мышью. Нацелено на белок группы высокой подвижности HMG-I/HMG-Y, участвующий в регуляции транскрипции и структуре хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HMGA1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	HMG-R; HMGY; HMGA1A; HMGA1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3159
ID гена	3159
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого HMGA1 (NP_665908.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P17096
Молекулярный вес белка	12 кДа
Доставка	С ледяным пакетом