

Кроличье Моноклональное Антитело К Hmga2 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Ифа — P52926

Артикул: CM0007609

введение

Кроличье моноклональное антитело к HMGA2 (белок высокой подвижности с АТ-крючками 2). Валидировано для WB, IHC-P, IF/ICC, ИФА в образцах человека и мыши. Идеально подходит для исследований транскрипционной регуляции и клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к HMGA2
Примечания/Альтернативные названия	BABL; LIPO; SRS5; HMGIC; HMGI-C; STQTL9; HMGA2
Вид	Человек
GeneID (человек)	8091
GeneID	8091
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 HMGA2 человека (NP_003474.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P52926
Молекулярная масса белка	12 кДа
Доставка	С холодоэлементом